

ICX-ACTIVE LIQUID

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

- ➡ Hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche.
- ➡ Es wird eine optimierte Bildung der Knochen-Implantat-Kontaktfläche erwartet.
- ➡ Die Einheilungszeit kann verkürzt sein.
- ➡ Sofortbelastung ist häufig möglich.
- ➡ Für Raucher geeignet.



ICX-ACTIVE LIQUID:

Die hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche ermöglicht Ihnen neue Perspektiven.

HYDROPHILE OBERFLÄCHE

ICX-ACTIVE LIQUID besitzt eine hydrophile, mikrostrukturierte Oberfläche. Wir erwarten, dass die in steriler Kochsalzlösung gelagerte Implantatoberfläche, die Bildung der Kontaktfläche zwischen Knochen und Implantat beschleunigen wird und sich auf diese Weise eine wachsende, sekundäre Stabilität bereits in der frühesten Phase der Heilung ergeben wird. Dies kann dann die Einheilungszeit reduzieren und für eine bessere Früh- und Sofortbelastung sorgen.

DIE EIGENSCHAFTEN VON ICX-ACTIVE LIQUID:


- ➔ Gewünschte ICX-Mikrorauheit
- ➔ Hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche

Durch die Hochtemperatur-Säureätzung wird die besondere Mikro-
rauheit der ICX-Implantatoberfläche erzeugt. Die daraus resultierende
Topographie, bietet eine ideale Struktur für die Anlagerung von Zellen.
Zusätzlich wird durch die Lagerung in Kochsalzlösung, eine hohe Hy-
drophilie auf den ICX-LIQUID Implantaten generiert. Diese Kombina-
tion kann die Einheilungszeit verkürzen und eine optimierte Früh- und
Sofortbelastung ermöglichen.



DIE VORTEILE VON ICX-ACTIVE LIQUID:

- ➔ Es wird eine optimierte Bildung der Knochen-Implantat-Kontaktfläche erwartet.
- ➔ Die Einheilungszeit kann verkürzt sein.
- ➔ Sofortbelastung ist häufig möglich.
- ➔ Auch für Raucher geeignet.



ICX-ACTIVE LIQUID

Auch bestätigen bereits einige unserer seit Jahren zufriedenen ICX-Kunden (Auszug), die positiven Vorteile durch die Verwendung unseres neuen *ICX-ACTIVE LIQUID* Implantats.

GP Dr. Baatz & Baatz, Mönchengladbach

„Wir benutzen *ICX-ACTIVE LIQUID* schon eine ganze Weile und es zeigt hervorragende Ergebnisse!“



Dr. Benjamin Richter, Fachzahnarzt Oralchirurgie, Leipzig

„*ICX-ACTIVE LIQUID* ist ein echtes Upgrade zum *ICX-ACTIVE MASTER* Implantat und erhöht die Sicherheit in der Einheilungsphase noch weiter.“



Für alle Durchmesser und alle Längen

ZA Vapula Haukongo, München

„Als mehrjähriger und zufriedener ICX-Anwender kann ich die ganzen positiven Vorteile durch die Verwendung des neuen *ICX-ACTIVE LIQUID* Implantats nur bestätigen.“



Spezielles Osteotomgewinde

zahn-B Dipl. Stom. Heidi Prutean, Strausberg

„Seit Jahren überzeugt uns medentis medical mit seinen Qualitätsprodukten und schafft es trotzdem uns mit einer Innovation wie *ICX-ACTIVE LIQUID* zu überraschen. Eine neue Generation von Zahnimplantaten, die wir gern nutzen. Nicht immer, aber immer öfter. *ICX-ACTIVE LIQUID* ermöglicht nicht nur neue Perspektiven, sondern schafft Weitblick.“



Hydrophile Oberfläche

Zahnarztpraxis Dr. H. Imberg & Kollegen, Gifhorn

„Die zuverlässigen ICX-Implantate wurden hier durch eine Erweiterung in Form der *ICX-ACTIVE LIQUID* verbessert. Die mir gewohnte langjährige Handhabung und damit die Prozessabläufe sind unverändert geblieben. Eine qualitative Verbesserung der bestehenden ICX-Implantate wurde eindeutig erzielt und ist wie immer im Preis/Leistungsverhältnis im Vergleich mit anderen Anbietern unschlagbar.“



Ideale Mikrorauheit (13.000-fache Ausschnittvergrößerung)

Zahnzentrum Dr. M.Sc. Mohammed Hijazi, Berlin

„Seit 2013 vertraue ich auf das ICX-Implantat System von medentis. Die Benutzung und Handhabung ist einfach und sicher. *ICX-ACTIVE LIQUID* ist aufgrund der Qualität und seiner Vorteile ein weiterer innovativer Schritt in die Zukunft.“



Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft.

medentis
medical